




Care Solutions

Care Kit de fixation,
pour fixation par l'avant sur cloisons et cloisons légères
(avec renfort)


Numéro d'article: 0447750000
Image du produit



Spécifications techniques

Groupe de produits	2000
Produit	Kit de fixation, pour fixation par l'avant sur cloisons et cloisons légères (avec renfort)
Désignation abrégée	MS 4.9 C 3
Type de mur	Fixation par l'avant sur bati-support avec renfort en bois dur de plusieurs épaisseurs encollées. Cloisons légères en placoplâtre, planches d'aggloméré ou panneaux en fibres dures, avec renfort en bois dur de plusieurs épaisseurs encollées qui doit être fixé solidement à la structure porteuse
Matériaux & livraison	2 x vis à bois à tête fraisée Ø 10 x 90 T40, A2-AISI 304
Couleur	Incolore (000)

Dessin technique



Description produit

- Convient pour:
Nylon Care 300 barre d'appui rabattable, barre d'appui murale, plaque de fixation pour siège rabattable en protection de gicleur de douche
Nylon Care 400 barre d'appui rabattable, barre d'appui murale, plaque de fixation pour siège rabattable
Special Care Adipositas barre d'appui rabattable
- La fixation de ce type de matériel de sécurité doit être effectuée par un professionnel

